


Especificaciones de producto



ESPECIFICACIONES

Presión de apertura precisa
+/- 5 psi a 100 psi
+/- 10 psi desde 100 psi hasta 200 psi
+/- 15 psi @ 200 psi y superiores

Rango de temperaturas
-100 °F a +165 °F
-73 °C a +74 °C

Ajustes de presión
75, 125, 200, 250 y 375 psi

Tamaño de paso
5/16" de diámetro

Coefficiente de flujo (Factor CV)
1,3 typ

Material de sellado
Silicona

Número de parte

232600	75 psi
232601	125 psi
232603	200 psi
232604	250 psi
232605	375 psi
232602	Adaptador de tubería de alivio
232606	Adaptador de tubería de alivio (1/4"F x 1/2"M uso con 232601)

© 2012 Ohio Medical Corporation.

Este documento contiene información patentada y confidencial de Ohio Medical Corporation.

El uso de esta información está bajo licencia de Ohio Medical Corporation.

Se prohíbe cualquier otro uso que no sea el autorizado por Ohio Medical Corporation. Ohio Medical Corporation, Ohio Medical y el logotipo de Ohio Medical Corporation son marcas registradas de Ohio Medical Corporation.