



Débitmètre d'oxygène

CE
0413



Débitmètre d'air médical



Débitmètre à cadran air médical



Débitmètre à cadran oxygène



Double débitmètre



Débitmètres spéciaux

Débitmètres

de type Thorpe, à cadran, doubles et spéciaux

Avantages du produit

Amvex® propose une gamme complète de débitmètres, de néonatal à adulte. Les débitmètres sont proposés en version Thorpe standard (pour oxygène, air médical, héliox, CO₂ et N₂O) et en version cadran (pour oxygène et air médical). Tous les débitmètres sont équipés d'un raccord 1/8 po FNPT standard, mais peuvent également être équipés de différents adaptateurs et accessoires en fonction des besoins. Options « MR conditional » (sans danger RM sous conditions) également proposées.

Options CE sont disponibles pour les débitmètres à tube Amvex. Ils sont disponibles en couleurs USA et ISO et les débitmètres à tube Amvex sont conçus conformément à toutes exigences réglementaires applicables



Visitez www.amvex.com pour accéder au configurateur de pièces des débitmètres et bien plus encore!

Débitmètres de type Thorpe, à cadran, doubles et spéciaux



Version Thorpe

- Proposé en 15, 8, 3,5, 1 l/min et 200 cc/min
- Proposé pour l'oxygène, l'air médical, l'héliox, le CO₂ et le N₂O
- Tube intérieur et étiquetage à code couleur
- Facile à entretenir
- Bouton en forme de D non faussable
- Comporte un filtre d'admission et une rallonge d'admission
- Contre-pression compensée pour que les restrictions n'influent pas sur la précision du débit



Version cadran

- Proposé pour l'oxygène en 25, 15, 8 et 4 l/min
- Proposé pour l'air médical en 25 et 15 l/min
- Petit et léger
- Incrément minimum de 1/32
- Étiquetage à code couleur en fonction du gaz
- Boîtier en aluminium anodisé
- Fenêtre facile à lire

Configurateur de pièces

Matrice de base illustré. Contactez votre représentant chez Amvex pour des options supplémentaires. Pas toutes les configurations sont possibles. Toutes les configurations sont régler à l'avance à 50 PSI sauf si spécifié.

FM-SS(S)TU-VV(WW)-(X)

Type de débitmètre :	
Litres par minute (l/min)	
200ccm (oxygène et CO ₂):	200
1 l/min (oxygène):	01
3.5 l/min (oxygène)	03
4 l/min (oxygène)	04
8 l/min (oxygène)	08
12 l/min (N ₂ O et CO ₂)	12
15 l/min (oxygène et air méd)	15
16 l/min (héliox)	16
25 l/min (oxygène et air méd)	25
70 l/min (oxygène)	70

Codage couleur:	
ISO 50PSI:	I
Neutral 414kPa:	N

Note: Neutral est disponible en air médical (15 l/min) et oxygène (15, 3.5, 1 l/min)

Gaz:	
Oxygène:	O
Air méd:	A
Héliox:	H
CO ₂ :	C
N ₂ O:	2

Raccord mural :	
Sans 1/8 po FNPT (F2)	X2
1/8 po MNPT	M2
1/8 po FNPT	F2
Ohmeda	OH
Puritan mâle	PB
DISS serrage main	DH
Max	MX
1 po DISS écrou hexa (sans F2)	D1
Chemetron	CH
Medstar mâle	MS
DISS écrou hexa	DN
Allemand mâle	GM
Oxequip mâle	XQ
Anglais mâle	BM
Français mâle	FM
Australien serrage main	AH
1/4 po FNPT	F4
Japonais mâle	JM
1/4 po MNPT	M4
DISS mâle	DM
Schrader mâle	SH
AGA mâle	ZM

Option supplémentaire:	
IRM:	M
Mamelon à tuyau articulé:	S
Débitmètre à cadran:	D
Mamelon à tuyau articulé/IRM:	B

Option:	
Rien:	CC
Prise de force:	PT
Mamelon à tuyau articulé en chrome:	CS
Coude gauche:	EL
Coude droit	ER
Rallonge de tuyau 1,5 po:	E1
Rallonge de tuyau 2 po:	E2
Rallonge de tuyau 2,5 po:	EX
Rallonge de tuyau 3 po:	E3
Rallonge de tuyau 3,5 po:	EY
Rallonge de tuyau 4 po:	E4
Rallonge de tuyau 4,5 po:	EW
Rallonge de tuyau 6 po:	E6
1 po DISS écrou hexa (sans F2):	D1
Mamelon à tuyau articulé (pour cadran seulement):	SW

© 2016 Ohio Medical. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical. Use of this information is under license from Ohio Medical. Any use other than that authorized by Ohio Medical is prohibited. Ohio Medical and the Ohio Medical logo are registered trademarks of Ohio Medical. Amvex and the Amvex logo are registered trademarks of Ohio Medical. Chemetron, Med Star and Oxequip are registered trademarks of Allied Healthcare Products, Inc. Ohmeda is a registered trademark of GE Healthcare Finland Oy Corporation. Puritan Bennett is a registered trademark of Mallinckrodt Inc. Schrader is a registered trademark of Schrader-Bridgeport International, Inc.

MARQUES DE CONFIANCE D'OHIO MEDICAL®



Amvex®
25B East Pearce Street, Richmond Hill, ON., L4B 2M9 Canada
Sans frais : 866-462-6839 - Téléc. : 905-764-7743

www.amvex.com

RM-FM-SPEC-U-FR 06/16