



Flussometro
ossigeno

CE
0413



Flussometro per
aria medicinale



Flussometro a spia per
aria medicinale



Flussometro
ossigeno a spia



Gruppo flussometro doppio



Flussometri speciali

Flussometri

Stile Thorpe, a spia, doppio e speciale

Vantaggi dei prodotti

Amvex® offre una linea completa di flussometri per uso su neonati e adulti. I flussometri sono disponibili nello stile Thorpe standard (per ossigeno, aria medicinale, elio, CO₂) e stile a spia (per ossigeno e aria medicinale). Tutti i flussometri sono dotati di connessione standard FNPT da 1/8 di pollice, ma possono essere installati con una varietà di adattatori e accessori per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente. Sono disponibili anche le opzioni per MRI.

CE opzioni sono disponibili per flussometri Thorpe di Amvex. Sono disponibili in colori ISO e USA, sia come flussometri singoli che doppi. e sono stati progettati per soddisfare tutti requisiti normativi applicabili.



Per informazioni di configurazione di parte dei flussometri, e per altro ancora, visitare www.amvex.com!

Stile Thorpe



- Disponibile a 15, 8, 3,5, 1 L/min e 200 cm³
- Disponibile per ossigeno, aria medicinale, elio e CO₂
- Etichettatura e tubo interno codificati a colore
- Di facile manutenzione
- Manopola sagomata a "D" che non si smonta
- Include filtro e prolunga della presa d'ingresso
- Compensazione di contropressione in modo che la precisione di portata non sia influenzata dalle restrizioni
- Disponibile per 344,7 o 413,7 kPa (50 o 60 psi)

Stile a spia



- Disponibile per ossigeno a 25, 15, 8 e 4 L/min
- Disponibile per aria medica a 25 e 15 L/min
- Piccolo e leggero
- L'incremento più piccolo è 1/32
- Etichettatura codificata a colore per gas vapori specifici
- Racchiuso in involucro di alluminio anodizzato
- Spia di facile lettura

Configuratore dei componenti

Matrice di base illustrato. Non tutte le configurazioni sono possibili. Contattate il vostro rappresentante Amvex per le opzioni aggiuntive.

FM-SS(S)TU-VV(WW)-(X)

Ulteriori Opzioni:

MRI:	M
Girevole:	S
Flussometro Dial:	D
Girevole/MRI:	B

Portata:	
200ccm(Ossigeno e CO ₂):	200
1 LPM (Ossigeno):	01
3.5 LPM (Ossigeno):	03
4 LPM (Ossigeno):	04
8 LPM (Ossigeno):	08
12 LPM (N ₂ O e CO ₂):	12
15 LPM (Ossigeno e aria med):	15
16 LPM (Heliox):	16
25 LPM (Ossigeno e aria med):	25

Codice Cromatico:	
ISO 50PSI:	I
Neutro 414kPa:	N

Nota: neutro disponibile con aria medicale (15 LPM) e ossigeno (15, 3,5 e 1 LPM)

Gas:	
Ossigeno:	O
Aria:	A
CO ₂ :	C
N ₂ O:	2
Heliox:	H

Ingressi:	
NO 1/8 FNPT(F ₂):	X2
1/8 MNPT:	M2
1/8 FNPT:	F2
Ohmeda®:	OH
Puritan Bennet®:	PB
DISS Handtight:	DH
Dado DISS:	DN
Dado 1" DISS (raccordo no F ₂):	D1
Chemetron®:	CH
Medstar®:	MS
Tedesco:	GM
Oxequip®:	XQ
Britannico Maschio:	BM
Francese Maschio:	FM
Aus. HT:	AH
1/4 FNPT:	F4
Giappone:	JM
1/4 MNPT:	M4
DISS Maschio:	DM
Schrader®:	SH
AGA Maschio:	ZM

Opzioni:	
Nessuna opzione:	XX
Attacco corrente:	PT
Girevole cromo:	CS
Curva sinistra:	EL
Curva destra:	ER
Estensione 1,5:	E1
Estensione 2:	E2
Estensione 2,5:	EX
Estensione 3:	E3
Estensione 3,5:	EY
Estensione 4:	E4
Estensione 4,5:	EW
Estensione 6:	E6
Dado DISS 1"(raccordo no F ₂):	D1
Girevole (solo per Dial):	SW

L'esempio mostrato è un modello di base. Non tutte le configurazioni sono disponibili. Rivolgersi al rappresentante Amvex per ulteriori opzioni.

© 2016 Ohio Medical. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical. Use of this information is under license from Ohio Medical. Any use other than that authorized by Ohio Medical is prohibited. Ohio Medical and the Ohio Medical logo are registered trademarks of Ohio Medical. Amvex and the Amvex logo are registered trademarks of Ohio Medical. Chemetron, Med Star and Oxequip are registered trademarks of Allied Healthcare Products, Inc. Ohmeda is a registered trademark of GE Healthcare Finland Oy Corporation. Puritan Bennett is a registered trademark of Mallinckrodt Inc. Schrader is a registered trademark of Schrader-Bridgeport International, Inc.

TRUSTED BRANDS OF OHIO MEDICAL®



Amvex®
25B East Pearce Street, Richmond Hill, ON., L4B 2M9 Canada
Numero verde: 866-462-6839 - Fax: 905-764-7743
www.amvex.com