

5 AÑOS DE GARANTIA

CE
0413



Flujómetro para Oxígeno



Flujómetro para Aire Médico

5 AÑOS DE GARANTIA



Flujómetro Dial para Aire Médico



Flujómetro Dial para Oxígeno



Flujómetros Dual



Flujómetros Especiales

Flujómetros

Tipo Tubo, Dial, Doble y Especiales

Beneficios de los productos

Amvex® ofrece una línea completa de flujómetros desde neonatales hasta adultos. Los mismos están disponibles en dos tipos: Flujómetro tipo Tubo (disponible en Oxígeno, Aire Médico, Heliox y CO2) y Dial (disponible en Oxígeno y Aire Médico). Todos los flujómetros vienen con un conector estándar de 1/8" FNPT y pueden ser ensamblados con diferentes adaptadores y accesorios dependiendo de sus necesidades. También están disponibles para ambientes de resonancia magnética.

Opciones CE están disponibles para los Flujómetros de Tubo. Están disponibles en colores ISO y USA, y están diseñados para cumplir con todos los requisitos reglamentarios aplicables.



Visite www.amvex.com para configurar el flujómetro! que desea y mucho más!



Tipo Tubo

- Disponible en 15, 8, 3.5, 1LPM y 200 CC
- Disponible en Oxígeno, Aire Médico, Heliox y CO2
- Tubo interno y etiqueta con código de colores
- Diseñados para fácil servicio
- Perilla con diseño interior en forma de "D" evita aislamiento y pérdida de la precisión de lectura
- Poseen un filtro interno y una extensión de entrada contrapresión compensada de tal manera que la precisión del flujo no sea



Tipo Dial

- Disponible en Oxígeno 25,15, 8 y 4 LPM
- Disponible en Aire Médico en 25 y 15 LPM
- Pequeños y ligero
- El incremento más pequeños es de 1/32
- Codificación de colores de acuerdo al tipo de gas
- Cubierta de aluminio anodizado
- Fácil lectura

Configuración del código

FM-SS(S)TU-VV(WW)-(X)

Tipo de Flujómetros Litros por minuto (LPM):	
200ccm(Oxígeno y CO ₂):	200
1 LPM (Oxígeno):	01
3.5 LPM (Oxígeno):	03
4 LPM (Oxígeno):	04
8 LPM (Oxígeno):	08
12 LPM (N ₂ O y CO ₂):	12
15 LPM (Oxígeno y Aire Médico):	15
16 LPM (Heliox):	16
25 LPM (Oxígeno y Aire Médico):	25
70 LPM (Oxígeno):	70

Código de Colores:	
USA 50PSI:	U
ISO 50PSI:	I
Neutral 414kPa:	N

Note: Neutral disponible en Aire Médico (15LPM) y Oxígeno (15,3.5 y 1 LPM)

Gas:	
Oxígeno:	O
Aire:	A
CO ₂ :	C
N ₂ O:	2
Helio:	H

Conector de Entrada:

Sin 1/4" FNPT (F2):	X2
1/8" FNPT:	F2
1/4" FNPT:	F4
1/8" MNPT:	M2
1/4" MNPT:	M4
DISS Macho:	DM
DISS Roscado Manual:	DH
DISS Hex Nut:	DN
1" DISS Nut (sin F2):	D1
Ohmeda:	OH
Chemetron:	CH
Puritan Macho:	PB
Schrader Macho:	SH
Oxequip Macho:	XQ
Medstar Macho:	MS
Británico Macho:	BM
Francés Macho:	FM
Alemán Macho:	GM
Australiano Roscado Manual:	AH
Japonés Macho:	JM
AGA Macho:	ZM

Opción Adicional:

MRI:	M
Conexión para Tubería:	S
Flujómetro tipo Dial:	D
Conexión para Tubería/MRI:	B

Opción:

Nada:	XX
Puerto de Salida Adicional:	PT
Conexión para Tubería Cromado:	CS
Codo Izquierdo:	EL
Codo Derecho:	ER
Extensión de Tubería de 1.5":	E1
Extensión de Tubería de 2":	E2
Extensión de Tubería de 2.5":	EX
Extensión de Tubería de 3":	E3
Extensión de Tubería de 3.5":	EY
Extensión de Tubería de 4":	E4
Extensión de Tubería de 4.5":	EW
Extensión de Tubería de 6":	E6
1" DISS Nut (sin F2):	D1
Conexión para Tubería (para tipo Dial únicamente):	SW

Se muestra la matriz básica. Para obtener más opciones (puerto de flujo, puertos auxiliares de manómetro, etc.), póngase en contacto con Amvex®.

© 2016 Ohio Medical. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical. Use of this information is under license from Ohio Medical. Any use other than that authorized by Ohio Medical is prohibited. Ohio Medical and the Ohio Medical logo are registered trademarks of Ohio Medical. Amvex and the Amvex logo are registered trademarks of Ohio Medical. Chemetron, Med Star and Oxequip are registered trademarks of Allied Healthcare Products, Inc. Ohmeda is a registered trademark of GE Healthcare Finland Oy Corporation. Puritan Bennett is a registered trademark of Mallinckrodt Inc. Schrader is a registered trademark of Schrader-Bridgeport International, Inc.

MARQUES DE CONFIANCE D'OHIO MEDICAL®



Amvex®
25B East Pearce Street, Richmond Hill, ON., L4B 2M9 Canada
Sans frais : 866-462-6839 - Téléc. : 905-764-7743

www.amvex.com

MK-FM-SPEC-U-S 06/16