




Régulateur compact à arcade



Régulateur compact à écrou et mamelon



Régulateur à encliqueter à arcade



Régulateur à encliqueter à écrou et mamelon

# Régulateurs de gaz

## Régulateurs de gaz à encliqueter et compacts

### Avantages du produit

- Totalement configurables suivants les besoins de l'installation
- Choisissez le modèle de régulateur, le raccordement et le gaz
- Option ISO ou USA
- Débitmètre intégré dans la version à encliqueter
- Ajoutez un débitmètre de type Thorpe classique au régulateur compact si nécessaire
- Essais et contrôles qualité complets
- Garantie 5 ans



Visitez [www.amvex.com](http://www.amvex.com) pour accéder au configurateur de pièces des régulateurs de gaz et bien plus encore!


## Caractéristiques du produit

### Modèle à encliqueter



- ① Le modèle à encliqueter Amvex est proposé en 50 PSI pré-régulé
- ② Proposé avec écrou et mamelon CGA ou arcade CGA
- ③ Proposé en version oxygène seulement
- ④ Corps aluminium avec intérieur laiton
- ⑤ Débitmètre intégré proposé dans les plages 0-4 l/min, 0-8 l/min, 0-15 l/min et 0-25 l/min

### Modèle compact



- ① Les régulateurs compacts Amvex sont proposés en 50 ou 60 PSI pré-régulé
- ② Proposé avec écrou et mamelon CGA ou arcade CGA
- ③ Proposé en version Oxygène, Air, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Nitrogen et Heliox
- ④ Proposé dans les couleurs USA et ISO
- ⑤ Débitmètre de type Thorpe et à cadran proposés en option
- ⑥ Laiton usiné

## Configurateur de pièces

Matrice de base illustrée. Contactez votre représentant chez Amvex pour des options supplémentaires. Pas toutes les configurations sont possibles. Toutes les configurations sont régler à l'avance à 50 PSI sauf si spécifié.

### Click Style Regulators GR(X)X-YYYGX-X

Gas Regulator Type: Flow Range (litres per minute)	
4 l/min: <b>4</b>	Mini 15 l/min: <b>M1</b>
8 l/min: <b>8</b>	Mini 25 l/min: <b>M2</b>
15 l/min: <b>15</b>	Mini 8 l/min: <b>M8</b>
25 l/min: <b>25</b>	Mini 4 l/min: <b>M4</b>

Connection Type:	
Arcade CGA:	<b>870</b>
Écrou et mamelon CGA:	<b>540</b>
BULL NOSE OXY:	<b>BNO</b>
DIN:	<b>477</b>

Flow Port:	
Mamelon:	<b>T</b>
DISS mâle:	<b>D</b>

Optional Colors:	
Vert:	<b>G</b>

étiquette:	
Amvex:	<b>X</b>

Régulateur de gaz compact.  
REMARQUE: pour option ISO, ajouter "I" à la fin du numéro de référence.

### Compact Regulators GR-WWW-(XXXX)-(YY)(Z)

Des Options Supplémentaires:	
ISO:	<b>I</b>
ISO/MRI:	<b>L</b>
ISO/B/KPA 50 PSI:	<b>N</b>
ISO/60 PSI:	<b>H</b>

Gaz et type de raccord :		
Oxy Écrou et mamelon:	<b>540</b>	N <sub>2</sub> O Écrou et mamelon: <b>326</b>
Oxy Arcade:	<b>870</b>	N <sub>2</sub> O Arcade: <b>910</b>
Air Écrou et mamelon:	<b>346</b>	CO <sub>2</sub> Écrou et mamelon: <b>320</b>
Air Arcade:	<b>950</b>	CO <sub>2</sub> Arcade: <b>940</b>
NIT Arcade:	<b>960</b>	NIT Écrou et mamelon: <b>580</b>
CGA 540 1/4 FNPT OXY:	<b>F40</b>	Héliox Écrou et mamelon: <b>280</b>
CGA 346 1/4 FNPT AIR:	<b>F4A</b>	OXY Preset Bull nose: <b>BNO</b>

Débitmètre en option :			
Débitmètre 8 l/min:	<b>FM08</b>	16 LPM Héliox:	<b>FM16</b>
Débitmètre 15 l/min:	<b>FM15</b>	Cadran 15 l/min:	<b>FMD1</b>
12 LPM:	<b>FM12</b>	Cadran 25 l/min:	<b>FMD2</b>
15 LPM 60PSI:	<b>FMN1</b>		

Sortie Supplémentaire:	
Rien:	<b>XX</b>
Sortie supplémentaire pour DM:	<b>PT</b>
Mamelon à tuyau articulé pour DM:	<b>SW</b>

© 2016 Ohio Medical Corporation. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical Corporation. Use of this information is under license from Ohio Medical Corporation. Any use other than that authorized by Ohio Medical Corporation is prohibited. Ohio Medical Corporation and the Ohio Medical logo are registered trademarks of Ohio Medical Corporation. Amvex and the Amvex logo are registered trademarks of Ohio Medical Corporation.

MARQUES DE CONFIANCE D'OHIO MEDICAL®