



## Numériques et Analogiques



CE  
0413  
analogique  
uniquement



# Régulateurs d'aspiration

## Numériques et analogiques

### Avantages du produit

Amvex® offre une gamme complète de régulateurs modèles adultes, chirurgicaux, pédiatriques et néonataux. Ils sont disponibles en deux modèles continu ou continu/intermittent. Parce que les régulateurs d'aspiration Amvex bénéficie de la technologie la plus évoluée dans le secteur santé, leur modularité permet une transition aisée de l'analogique au numérique et de modèles continus aux continus/intermittents.

Nos appareils offrent également une grande facilité d'entretien et de réparation.

Les régulateurs numériques brevetées de Amvex sont les premiers de ce type sur le marché. Cette technologie offre le clinicien une plus grande précision et un affichage bien lisible par rapport aux régulateurs analogiques classiques.

Demandez-nous ou nos partenaires distributeurs quel type de modèle de régulateur d'aspiration répond le mieux à votre population et les besoins du patient.



Visitez **www.amvex.com**  
pour accéder au configurateur  
de pièces des régulateurs de gaz  
et bien plus encore!

# Caractéristiques et avantages Régulateurs d'aspiration analogiques et numériques

## Numérique : *Comprenez toutes les caractéristiques de l'analogique plus...*

- Technologie d'affichage numérique brevetée de pointe
- Affichage facile à lire (chiffres cinq fois plus grands que sur le cadran analogique)
- Parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques mobile au sein de la jauge, la technologie numérique offre une durabilité plus longue pas rapport aux jauges mécaniques analogiques
- Précision de +/-1 % de la pleine échelle
- Remplacement d'un régulateur par un modèle intermittent ou numérique en quelques minutes
- Même boîtier que les régulateurs continu et continu/intermittent
- Boîtier en plastique polymère ABS souple et solide
- Le panneau arrière amovible vous permet d'inspecter visuellement, ainsi que pour l'entretien et le nettoyage
- Le produit permet de nettoyer par une chasse d'eau de sterilization à froid.
- Même codage couleur des plages sur l'affichage numérique que sur le cadran analogique



## Analogique :

- Plages d'exploitation : 0-100 mmHg, 0-160 mmHg, 0-300 mmHg et 0-760 mmHg
- Cadran analogique de grande clarté (grand fond blanc)
- Proposé avec cadran phosphorescent

Authorized Representative in the European Union: Oxygen Care Ltd. 2 Holfeld Business Park Kilmacanogue Co Wicklow Ireland

EC REP

## CONFIGURATEUR DE PIÈCES

### Type de régulateur d'aspiration :

Continu/intermittent Mano. 0-300:	CI
Continu 2 modes (Arrêt/Rég) Mano. 0-300:	C2
Continu 3 modes (Arrêt/Rég/Maxi) Mano. 0-300:	C3
Continu haut 3 modes Mano 0-760:	CH
Intermittent 2 modes (Arrêt/Int) Mano. 0-300:	I2
Pédiatrique intermittent 3 modes Mano 0-160:	PI
Pédiatrique continu 2 modes Mano 0-160:	P2
Pédiatrique intermittent 2 modes Mano 0-160:	PP
Néonatal intermittent 3 modes Mano 0-100:	NI
Néonatal continu 2 modes Mano 0-100:	N2
Néonatal intermittent 2 modes Mano 0-100:	NN

## VR-XXYY - XXYZ

Codage Couleur:  
USA: U  
ISO: I

### Raccord patient :

1/8" FNPT: 2  
DISS Male: D  
Mamelon de tube: T  
Piège de débordement (F2): V  
Piège de débordement (DISS serrage main): H

### Affichage:

Analogique (mmHg): A  
Numérique (mmHg): D  
Numérique (mBar): M  
Numérique (InHg): I  
Numérique (kPa): K

### Couleurs de boîtier:

Sage:	A	Orange:	O
Bleu:	B	Violet:	P
Gris:	E	Rouge:	R
Vert:	G	Sable:	S
Lavande:	L	Beurre:	T
Orange clair:	H	Bordeau:	U
Menthe:	M	Jaune:	Y
Rose:	N	Bleu layette:	Z

Le blanc est standard

### Raccord mural:

Australien serrage main:	AH	DISS écrou:	DN	Japonais mâle:	JM	Ohmeda mâle:	OM
Barbelure bulles:	BB	Coude avec barbelure:	EB	1/8 po MNPT:	M2	Puritan Bennett mâle:	PM
Anglais mâle:	BM	1/8 po FNPT :	F2	1/4 po MNPT:	M4	Schrader mâle:	SM
Chemotron mâle:	CM	1/4 po FNPT:	F4	Medstar mâle:	MM	Oxequip mâle:	XM
DISS serrage main:	DH	Français mâle:	FM	NIST femelle:	NF	AGA mâle:	ZM
DISS mâle:	DM	Allemand mâle:	GM				

Matrice de base illustré. Contactez votre représentant Amvex pour des options supplémentaires.



© 2015 Ohio Medical Corporation. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical Corporation. Use of this information is under license from Ohio Medical Corporation. Any use other than that authorized by Ohio Medical Corporation is prohibited. Ohio Medical Corporation and the Ohio Medical logo are registered trademarks of Ohio Medical Corporation. Amvex and the Amvex logo are registered trademarks of Ohio Medical Corporation.

MARQUES DE CONFIANCE D'OHIO MEDICAL®

aeros

AMVEX®

Ohio Medical Corporation®

Squire-Cogswell

Amvex®  
25B East Pearce Street, Richmond Hill, ON., L4B 2M9 Canada  
Sans frais : 866-462-6839 - Téléc. : 905-764-7743

www.amvex.com

MK-VR-SPEC-U-F 12/15