

Amvex® Reguladores de Vacío

Digital
y
Analógico

AMVEX®



Beneficios de los productos

Ohio Medical ofrece una línea completa Reguladores de Vacío Amvex® para servir a la población adulta, pediátrica y de neonatos. Estos están disponibles en modelos Continuos e Intermitentes. Dado a que nuestros reguladores tienen un diseño tecnológicamente avanzado, utilizando modularidad, su institución hospitalaria puede fácilmente cambiar de Analógico a Digital, y de Continuo a Intermitente. Esta modularidad también provee fácil mantenimiento y servicio.

El Regulador Digital patentado Amvex's fue el primero de su tipo en el mercado. Esta tecnología le provee al profesional de la salud una precisión más alta en la lectura del manómetro y los números digitales de mayor tamaño facilitan una mejor lectura de la presión, comparado con un manómetro análogo.

Pregúntele a nuestro socio distribuidor, en su localidad, que modelo de regulador de vacío mejor se ajusta a su población de pacientes y sus necesidades.

Características y Beneficios

Reguladores de Vacío Analógico y Digitales

Analog:

- Incluye manómetro estándar de 0-100mmHg, 0-160 mmHg, 0-300 mmHg y 0-760 mmHg
- Indicador analógico diseñado para fácil lectura (fondo blanco grande)
- Misma cubierta o carcasa para reguladores continuos e intermitentes
- Cubierta resistente y flexible de plástico ABS
- La cubierta posteriorre movable le permite realizar inspección visual, dar servicio y limpiar el regulador.
- El producto admite limpieza con esterilizante al frío.
- Los medidores de EE. UU. Se mueven en sentido horario con niveles de vacío crecientes



Digital: Incluye todas las características del analógico además de...

- Pantalla digital con tecnología patentada
- Manómetro de fácil lectura (los números son 5 veces más grandes que en los reguladores analógicos)
- Dado a que no hay partes movibles en el manómetro, la tecnología digital provee una vida útil mas larga vs. a los manómetros analógicos.
- Precisión de +/- 1% en el nivel más alto
- Fácil de actualizar de analógico a digital y de continuo a intermitente
- Barras de color en la pantalla digital muestran los mismos rangos que el regulador analógico



AMVEX®

Confi guración del Código:

VR-XXYY - XXYZ

Tipo de Regulador de Succión:

Continuo/Intermitente Rango 0-300:	CI
Continuo 2 Modos (Off/Reg) Rango 0-300:	C2
Continuo 3 Modos (Off/Reg/Full) Rango 0-300:	C3
Continuo - Alto Rango 0-760:	CH
Intermitente 2 Modos (Off/Int) Rango 0-300:	I2
Pediátrico Intermitente 3 Modos Rango 0-160:	PI
Pediátrico Continuo 2 Modos Rango 0-160:	P2
Pediátrico Intermitente 2 Modos Rango 0-160:	PP
Neonatal Intermitente 3 Modos Rango 0-100:	NI
Neonatal Continuo 2 Modos Rango 0-100:	N2
Neonatal Intermitente 2 Modos Rango 0-100:	NN

Código de Colores:
USA: **U**
ISO: **I**

Conector de Salida:

1/8" FNPT:	2
DISS Macho:	D
Conexión para taberia:	T
Trampa da vacio (F2):	V
Trampa da vacio (DISS Roscado Manual):	H

Pantalla:

Analógico (mmHg):	A
Digital (mmHg):	D
Digital (mBar):	M
Digital (inHg):	I
Digital (kPa):	K

Opcion de Color: (Blanco es el color estándar)

Verde Oliva:	A	Naranja:	O
Azul:	B	Morado:	P
Gris:	E	Rojo:	R
Verde:	G	Arena:	S
Morado Pastel:	L	Amarillo Pastel:	T
Naranja Pastel:	H	Vino Tinto:	U
Verde Menta:	M	Amarillo:	Y
Rosado:	N	Celeste:	Z



Conector de Entrada:

Roscado Manual Australiana:	AH	DISS Nut:	DN	Alemán Macho:	GM	Ohmeda Macho:	OM
Conexión para taberia:	BB	Codo con conexión para taberia:	EB	Japonés Macho:	JM	Puritan Bennett Macho:	PM
Británico Macho:	BM	1/8" MNPT:	M2	Schrader Macho:	SM	Oxequip Macho:	XM
Chemetron Macho:	CM	1/4" MNPT:	M4	Medstar Macho:	MM	AGA Macho:	ZM
DISS Roscado Manual:	DH	1/4" FNPT:	F4	NIST Female:	NF		
DISS Macho:	DM	Francés Macho:	FM				

Se muestra la matriz básica. Para obtener más opciones (puerto de flujo, puertos auxiliares de manómetro, etc.), póngase en contacto con Amvex®.

© 2017 Ohio Medical LLC. Este documento contiene información propietaria y confidencial de Ohio Medical LLC. El uso de esta información se realiza bajo licencia de Ohio Medical LLC. Se prohíbe cualquier otro uso que no sea el autorizado por Ohio Medical LLC. Ohio Medical, el logotipo de Ohio Medical, Amvex, y el logotipo de Amvex son marcas registradas es una marca registrada de Ohio Medical LLC.



Ohio Medical LLC

1111 Lakeside Drive, Gurnee, IL 60031 USA

Phone: 1.866.549.6446

www.ohiomedical.com MK-VR-SPEC-U-ES (Rev.1) 2017-11