

Digital y Analógico



Reguladores de Succión

Digital y Analógico

Beneficios de los productos

Amvex® ofrece una línea completa Reguladores de Vacío para servir a la población adulta, pediátrica y de neonatos. Estos están disponibles en modelos Continuos e Intermitentes. Dado a que nuestros reguladores tienen un diseño tecnológicamente avanzado, utilizando modularidad, su institución hospitalaria puede fácilmente cambiar de Analógico a Digital, y de Continuo a Intermitente. Esta modularidad también proveed fácil mantenimiento y servicio.

El Regulador Digital patentado Amvex's fue el primero de su tipo en el mercado. Esta tecnología le provee al profesional de la salud una precisión más alta en la lectura del manómetro y los números digitales de mayor tamaño facilitan una mejor lectura de la presión, comparado con un manómetro análogo.

Pregúntele a nuestro socio distribuidor, en su localidad, que modelo de regulador de vacío mejor se ajusta a su población de pacientes y sus necesidades.



Visite www.amvex.com
para observar el video de nuestro
regulador de vacío y mucho más!

Digital: Incluye todas las características del analógico además de...

- Pantalla digital con tecnología patentada
- Manómetro de fácil lectura (los números son 5 veces más grandes que en los reguladores analógicos)
- Dado a que no hay partes movibles en el manómetro, la tecnología digital provee una vida útil mas larga vs. a los manómetros analógicos.
- Precisión de +/- 1% en el nivel más alto
- Fácil de actualizar de analógico a digital y de continuo a intermitente
- Misma cubierta o carcasa para reguladores continuos e intermitentes
- Cubierta resistente y flexible de plástico ABS
- La cubierta posteriorre movible le permite realizar inspección visual, dar servicio y limpiar el regulador.
- El producto admite limpieza con esterilizante al frío.
- Barras de color en la pantalla digital muestran los mismos rangos que el regulador analógico



Analog:

- Disponible con manómetro que brillan la oscuridad
- Incluye manómetro estándar de 0-100mmHg, 0-160 mmHg, 0-300 mmHg y 0-760 mmHg
- Indicador analógico diseñado para fácil lectura (fondo blanco grande)

Configuración del Código:

VR-XXYY - XXYZ

Tipo de Regulador de Succión:

Continuo/Intermitente Rango 0-300:	CI
Continuo 2 Modos (Off/Reg) Rango 0-300:	C2
Continuo 3 Modos (Off/Reg/Full) Rango 0-300:	C3
Continuo - Alto Rango 0-760:	CH
Intermitente 2 Modos (Off/Int) Rango 0-300:	I2
Intermitente 3 Modos Rango 0-300:	PI
Pediátrico Intermitente 2 Modos Rango 0-160:	P2
Pediátrico Continuo 2 Modos Rango 0-160:	PP
Pediátrico Intermitente 2 Modos Rango 0-160:	NI
Neonatal Intermitente 3 Modos Rango 0-100:	N2
Neonatal Continuo 2 Modos Rango 0-100:	NN

Código de Colores:

USA: **U**
ISO: **I**

Conector de Salida:

1/8" FNPT:	2
DISS Macho:	D
Conexión para taberia:	T
Trampa da vacio (F2):	V
Trampa da vacio (DISS Roscado Manual):	H

Pantalla:

Analógico (mmHg):	A
Digital (mmHg):	D
Digital (mBar):	M
Digital (inHg):	I
Digital (kPa):	K

Opcion de Color: (Blanco es el color estándar)

Verde Oliva:	A	Naranja:	O
Azul:	B	Morado:	P
Gris:	E	Rojo:	R
Verde:	G	Arena:	S
Morado Pastel:	L	Amarillo Pastel:	T
Naranja Pastel:	H	Vino Tinto:	U
Verde Menta:	M	Amarillo:	Y
Rosado:	N	Celeste:	Z

Conector de Entrada:

Roscado Manual Australiana:	AH	DISS Nut:	DN	Alemán Macho:	GM	Ohmeda Macho:	OM
Conexión para taberia:	BB	Codo con conexión para taberia:	EB	Japonés Macho:	JM	Puritan Bennett Macho:	PM
Británico Macho:	BM	1/8" FNPT:	F2	1/8" MNPT:	M2	Schrader Macho:	SM
Chemetron Macho:	CM	1/4" FNPT:	F4	1/4" MNPT:	M4	Oxequip Macho:	XM
DISS Roscado Manual:	DH	Francés Macho:	FM	Medstar Macho:	MM	AGA Macho:	ZM
DISS Macho:	DM			NIST Female:	NF		



Se muestra la matriz básica. Para obtener más opciones (puerto de flujo, puertos auxiliares de manómetro, etc.), póngase en contacto con Amvex®.

© 2015 Ohio Medical Corporation. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical Corporation. Use of this information is under license from Ohio Medical Corporation. Any use other than that authorized by Ohio Medical Corporation is prohibited. Ohio Medical Corporation and the Ohio Medical logo are registered trademarks of Ohio Medical Corporation. Amvex and the Amvex logo are registered trademarks of Ohio Medical Corporation.

TRUSTED BRANDS OF OHIO MEDICAL®



Amvex®
25B East Pearce Street, Richmond Hill, ON., L4B 2M9 Canada
Toll Free: 866-462-6839 - Fax: 905-764-7743
www.amvex.com