

Unité d'aspiration intermittente destinée aux adultes

DESCRIPTION ET APPLICATION

L'unité d'aspiration intermittente (ISU) Ohio Medical® est un régulateur combiné continu et intermittent destiné à une utilisation sur les circuits de vide centralisés hospitaliers. Elle offre la polyvalence d'un mode intermittent pour le drainage naso-gastrique et d'un mode continu pour l'aspiration trachéale, pharyngienne ou chirurgicale. En mode intermittent, cet appareil utilise un module logique pneumatique pour commander en alternance les phases « Marche » et « Arrêt » de l'aspiration. Ce module Unilogic unique offre une aspiration intermittente fiable et silencieuse. L'appareil est équipé de réglages indépendants des durées des phases « Marche » et « Arrêt », du niveau de vide et du débit.

Le régulateur fournit également un vide continu, réglable sur toute la plage de vide disponible, pour répondre à tous les besoins cliniques en aspiration continue.

L'unité d'aspiration intermittente est classée régulateur à aspiration forte/haut débit.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Module Unilogic**
Pneumatique
Fonctionnement silencieux et fiable
Revient à la pression atmosphérique durant la phase « Arrêt »
- **Totalement réglable**
Cycles de temporisation
3 à 30 secondes
Réglages « Marche » et « Arrêt » indépendants
Préréglage d'usine à 15 s de marche/8 s d'arrêt (début en mode d'arrêt)
- **Débits**
(Intermittent) 0 à 13 LPM, préréglé à 8 LPM (ASTM)
(Continu) 0 à 80 LPM (non réglable)
- **Grand manomètre facile à lire**
Double graduation (kPa et mmHg)
Cadran de 6,5 cm (2,5 pouces)
Le verre concave réduit les reflets
Précision $\pm 5\%$ pleine échelle
- **Composants modulaires**
Procédures d'entretien simplifiées
Kits et pièces de rechange à prix réduits



Unité d'aspiration intermittente destinée aux adultes
•0-200 mmHg
•0-26 kPa

- **Conçu et fabriqué pour durer**
Peu de pièces mécaniques
Boîtier solide et résistant aux chocs
- **Certification CE**
- **Options de commande**
Proposé dans diverses configurations de sondes pour le branchement sur la source d'aspiration. Dispositifs collecteurs et protection anti-débordement également disponibles en option.

Spécifications*

Débit

Intermittent – 0 à 13 LPM (préréglé à 8 LPM)
Continu – 0 à 80 LPM (non réglable) sans raccords,
niveau maxi.

Temporisation

3 à 30 secondes
Marche et arrêt indépendants
Préréglé à 15 s marche/8 s arrêt
Débute en mode « Arrêt »

Plage d'aspiration

0 à niveau de vide maximum disponible

Plage du manomètre

0 à 26.7 kPa (0 à 200 mmHg) et vide maximum

Précision du manomètre

Déviaton ± 5% pleine échelle

Dimensions

(h x l x p) : 16,8 cm x 8,9 cm x 12,2 cm
(6,6" x 3,5" x 4,8")

Poids

781 g (1 lb 11 oz)

Normes appliquées

ISO 10079-3

* Remarque : Les spécifications sont nominales et peuvent être modifiées sans préavis.

Expédition

Poids à l'expédition :

1,1 kg (2 lb 7 oz) moins raccords et adaptateurs

Dimensions de l'emballage :

(h x l x p) 20,3 cm x 8,9 cm x 12 cm
(8" x 3,5" x 4,7")

Emballage :

Un article par paquet

Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter le délégué commercial Ohio Medical ou un distributeur agréé.

Configuration des pièces

67XX - 1253 - 9XX

Adaptateur (connexion à la source de vide)

Ne convient pas aux adaptateurs de type 1/8" NPT femelle ...	00
Norme britannique (BOC).....	31
Norme allemande (DIN).....	32
Norme française (AFNOR).....	33
Norme nordique (AGA).....	34
Modèle australien (SIS).....	35

Raccords (connexion patient)

Ne convient pas aux raccords de type 1/8" NPT femelle	00
Manchon tubulaire	01
Joint hermétique	04
Joint hermétique et trappe de sécurité anti-débordement ...	05

Unité d'aspiration
intermittente destinée
aux adultes

© 2017 Ohio Medical LLC.

Ce document contient des informations confidentielles et sont la propriété de l'Ohio Medical LLC. L'utilisation de ces informations se fait sous licence de l'Ohio Medical LLC. Toute utilisation autre que celle autorisée par l'Ohio Medical LLC est interdite..

Ohio Medical ainsi que le logo Ohio Medical sont des marques déposées de l'Ohio Medical LLC.



Ohio Medical
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031 USA
Phone: +1 847 855 0500 - Fax: +1 847 855 6218
www.ohiomedical.com
550041-FR-ISU (Rev. 2, 01/2017)



Ohio Medical Authorized Representative
OxygenCare Ltd.
2 Holfeld Business Park
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970